

骨盤底筋トレーニングシステム

製品販売中:オープン価格

便秘・便失禁でお悩みの方へ

こんな悩みはありませんか？



外出先でトイレを探るのが大変



何をしても排便が気になる



漏れとそれによる臭いの不安と心配



旅行やお出かけが楽しめない友人に気付かれたくない



お腹が張ってる～

これ一台で便秘と便失禁の改善&予防


スマホで筋力確認



特許出願中

センサー部

カバー



製品写真

①着衣のまま

システムを椅子に置いて座る

②スマホで筋肉の動きを確認しながら

肛門をしめる・ゆるめる

らくに楽しくスキマ時間でトレーニングができます

本製品の共同開発パートナー

推奨しています

指導・評価



えさか駅前にしごり
おなかとおしりのクリニック (大阪)
院長 錦織 英知 氏

TMS


ものづくり企業




本製品の優位性

項目	従来製品	本製品
筋力測定方法	肛門内挿入	着衣のまま椅子に座る
製品の扱い	医療機器	ヘルスケア製品
使用場所	病院	自宅

怒責と収縮の反応比較データ例



- ・トップセンサーとサイドセンサー2つのセンサーの情報から正しい運動が出来ているかどうかの判別をアシストします。



「怒責動作」と「収縮動作」を各3回ずつ正しくずつ行ったときの波形

製品の基本仕様

項目	内容
サイズ	320mm × 240mm × 75mm (本体、補助具含む)
センサータイプ	ひずみ式(肛門の上下を測定)
体重制限	100kg
バッテリー寿命	1回の充電による稼働時間 約5時間
通信手段	Bluetooth®5.0準拠
付属品	NI-MH単4充電電池2個、充電器1個
使用端末	アンドロイド10以降
オプション	タブレット (13,000円/税別)

健康寿命をおしりから支えます！

お問い合わせ

製品販売元

TMS

株式会社 T O L I M S

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-23

TEL: 019-601-8157 Web: <https://tolims.co.jp/>

E-mail: info@tolims.co.jp

製品製造元

IDEAL

Ideas, Actions, NewLife!

株式会社 I D E A L

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-23

TEL: 019-656-0320

Web: <https://www.kk-ideal.co.jp/>